


# 黄ばみもとれる洗濯洗剤「白物専用」・「色柄物用」 除菌検査

検査日:平成 23 年 2 月 3~4 日

**1** 一般生菌検出用培地シートのパット部分に滅菌生理食塩水を 1ml 添加し 20 分静置する。




**2** 培地シートのパット部分に菌を接種する。( A・B・C 3 枚 )




**3** Aはそのままカバーを閉じる。  
Bに「0.2%白物」  
Cに「0.2%色柄」を 0.2ml 垂らしてからカバーを閉じ


**(A)** **(B)** **(C)**



**4** 35°Cの培養器に A・B・Cを入れる。



**5** 30 時間後 A・B・Cを培養器から取り出しコロニー数(雑菌)を確認する。



添加なし

白物専用添加

色柄物用添加

## 【結果】

「黄ばみもとれる洗濯洗剤 白物専用」  
「黄ばみもとれる洗濯洗剤 色柄物用」  
を滴下した中心部分は、菌の発生を防ぐことができた。一方、滴下していない周りの部分のみに菌が発生した。以上から商品の除菌効果があることが確認された。

A : 一般生菌 コロニー数 約 1

B・C共に  
滴下部分 : 一般生菌 コロニー数